

メロペネムの投与量の目安

2018.4 薬剤科・福田 作成

腎機能(Ccr)	目標MIC			
	1 μ g/mL	2 μ g/mL	4 μ g/mL	8 μ g/mL
	軽症・感受性の高い菌	一般的な感受性菌	一般的な緑膿菌	重症・耐性に近い菌
80 mL/min	0.25g × 2回	0.25g × 3回	0.5g × 3回	1g × 3回
60 mL/min	0.25g × 2回	0.25g × 3回	0.5g × 2回 0.25g × 4回	0.5g × 4回
45 mL/min	0.25g × 2回	0.25g × 2回	0.5g × 2回 0.25g × 3回	0.5g × 3回
30 mL/min	0.25g × 1~2回	0.25g × 2回	0.25g × 3回	0.5g × 2回 0.25g × 3回
15 mL/min	0.25g × 1回	0.25g × 1回	0.25g × 2回	0.25g × 3回
5 mL/min	0.25g × 1回	0.25g × 1回	0.25g × 1回	0.25g × 2回

大日本住友製薬のメロペネム血中濃度シミュレーションソフトを使用し、
T>MIC 40%以上となる投与量を示した。